

Anti-Cd168/Rhamm Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - 075330

Artikelnummer: CM0028334

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CD168/RHAMM, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der hyaluronanvermittelten Zellmotilität und Metastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD168/RHAMM Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3161
GenID	3161
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 341-440 von humanem CD168/RHAMM (NP_001136028.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075330
Proteinmasse	84 kDa
Versand	Eisbeutel