

Anti-Cd168/Rhamm-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If, Elisa - O75330

Artikelnummer: CM0017041

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane CD168/RHAMM, KO-validiert. Rekombinantes Immunogen (AS1-300). Nachweis des Hyaluronan-Rezeptors mittels WB, IF/ICC und ELISA. Unterstützt die Forschung zu Zellmotilität, Metastasierung und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CD168/RHAMM-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; MM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3161
Gen-ID	3161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen CD168/RHAMM (NP_001136028.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75330
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku