

Anti-Cd16B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - O75015

Artikelnummer: CM0007904



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD16b (FcγRIIIB). Validiert für WB, FC, ELISA; detektiert eine 26 kDa-Bande. Ideal für die Untersuchung der Fc-Rezeptor-vermittelten Immunkomplexbindung und der Neutrophilenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD16b Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2215
Gen-ID	2215
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-208 von humanem CD16b (NP_000561.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75015
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel