


Anti-Cd170/Siglec-5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O15389

Artikelnummer: CM0005651



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD170/Siglec-5, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung der Adhäsion von Myeloidzellen und der Bindung von Sialinsäure in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD170/Siglec-5 mAk
Bemerkungen/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8778
GenID	8778
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15389
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel