

Anti-Cd171/L1Cam Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Artikelnummer: CM0007117



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD171/L1CAM, validiert für Western Blot, IHC (Paraffin) und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von neuronaler Entwicklung, Migration und synaptischer Plastizität in der Hirnforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD171/L1CAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3897
GenID	3897
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32004
Proteingewicht	140 kDa
Versand	Eisbeutel