

Anti-Cd171/L1Cam Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32004

Artikelnummer: CM0027826



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD171/L1CAM, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten L1CAM. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu neuronaler Adhäsion, Migration und synaptischer Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD171/L1CAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3897
Gen-ID	3897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1143-1257 von humanem CD171/L1CAM (NP_000416.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P32004
Protein-Gewicht	140kDa
Versand	Eistasche