


Anti-Cd172A/Sirpα Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Artikelnummer: CM0026579



Einführung

CamelBio bietet einen gegen CD172a/SIRPα gerichteten polyklonalen Kaninchen-Antikörper an, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes SIRPα (55 kDa). Ideal für die Untersuchung der Regulation der Phagozytose, der Immunsignalisierung und der synaptischen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD172a/SIRPα Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	140885
GenID	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 220-375 von menschlichem CD172a/SIRPα (NP_542970.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78324
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel