

Anti-Cd177 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0026565

Einführung

CD177 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und auf das auf humanen Neutrophilen exprimierte CD177-Antigen (NB1/PRV1) abzielt. Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD177 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	57126
Gen-ID	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-285 von humanem CD177 (NP_065139.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel