

Anti-Cd177-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0012277

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane CD177-Antigen (NB1/PRV-1). Für Durchflusszytometrie und ELISA validiert, geeignet für die Erforschung der Neutrophilenaktivierung, -adhäsion und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD177-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177-Antigen
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57126
GeneID	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-407 des humanen CD177 (NP_065139.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	15 kDa/27 kDa/46 kDa
Versand	Kühlakku