

Anti-Cd177-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0007132

Einführung

CD177-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt das humane CD177-Antigen (NB1/PRV-1/HNA-2a), ein neutrophilenspezifisches GPI-verankertes Protein, das an Adhäsion und Migration beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu Entzündungen, Hämatologie und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD177-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Spezies	Human
Gen-ID (Mensch)	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-407 des humanen CD177 (NP_065139.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku