

Anti-Cd18 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05107

Artikelnummer: CM0008572



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-human CD18 (ITGB2) Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten Integrin beta-2 (85 kDa), ideal für Studien zur Leukozytenadhäsion und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD18 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Spezies	Human
GeneID	3689
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD18 entspricht (NP_000202.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05107
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eistasche