

Anti-Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Artikelnummer: CM0004010



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD19 gerichtet ist. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Entscheidend für die Forschung zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Immundefizienz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B4; CVID3; CD19
Spezies	Human
GenID (Human)	930
GenID	930
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 456-556 von humanem CD19 entspricht. (NP_001761.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15391
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel