

Anti-Cd19-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15391

Artikelnummer: CM0024854



Einführung

CD19-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CD19. Ideal für Studien zur B-Zell-Signalgebung und zur Erforschung der lymphatischen Leukämie. Ihr All-in-One-Partner für IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B4; CVID3; CD19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	930
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 457-556 von menschlichem CD19 (NP_001761.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15391
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel