


Anti-Cd19 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15391

Artikelnummer: CM0006763



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD19-Protein. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-CD19. Ideal für die B-Zell-Immunologieforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD19 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	B4; CVID3; CD19
Spezies	Human
GeneID (Human)	930
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD19
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15391
Proteingewicht	61kDa
Versand	Kühlakku