


Anti-CD1B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - P29016

Artikelnummer: CM0008012



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD1B. Validiert für IF/ICC, FC und ELISA. Erkennt CD1B-Isoformen (37 kDa/30 kDa), die an der Präsentation von Lipidantigenen und der T-Zell-Immunität beteiligt sind. Ideal für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD1B Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	R1; CD1; CD1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	910
GenID	910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-303 von humanem CD1B (NP_001755.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29016
Proteinmasse	37 kDa/30 kDa
Versand	Eispackung