


Anti-Cd1d Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P11609 / P11610

Artikelnummer: CM0004196



Einführung

Hochwertiger Anti-CD1d Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für immunologische Studien zur Glykolipid-Antigenpräsentation und NKT-Zellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD1d Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	912
Gen-ID	12479/12480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-305 von Maus-CD1d (NP_031665.2/NP_031666.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11609/P11610
Proteingewicht	39 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel