

Anti-Cd1D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15813

Artikelnummer: CM0019312



Einführung

Humanes CD1D kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung der Glykolipid-Präsentation und der NKT-Zellbiologie (SWISS P15813).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD1D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	912
GenID	912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-190 von humanem CD1D (NP_001757.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15813
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel