


Anti-Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P06729

Artikelnummer: CM0004026



Einführung

Dieser CD2-Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt humanes CD2, ein T-Zell-Oberflächenantigen, das an Adhäsion und Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für WB-, FC- und ELISA-Anwendungen. Proteingewicht ~39kDa. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	914
GeneID	914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 (NP_001758.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06729
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel