

Anti-Cd2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P08920

Artikelnummer: CM0007029

Einführung

CD2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, FC, ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität. Rekombinantes Protein-Immunogen, das auf die extrazelluläre Domäne abzielt. Ideal für die Erforschung von T-Zell-Adhäsion und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Spezies	Maus
Gen-ID (human)	914
Gen-ID	12481
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-203 der Maus-CD2 (NP_038514.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08920
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel