


Anti-Cd2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Artikelnummer: CM0006011



Einführung

CD2 Rabbit mAb (P06729) ist ein validierter Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IHC-P und ELISA, der gegen humanes CD2, ein wichtiges T-Zell-Adhäsionsmolekül, gerichtet ist. Ideal für Immunologie und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	T11, SRBC, LFA-2, CD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	914
GenID	914
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteinmasse	39kDa
Versand	Eisbeutel