


Anti-Cd2 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

Artikelnummer: CM0004787



Einführung

CD2 Kaninchen PolymAb® monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines CD2 (T11, SRBC, LFA-2), ein T-Zell-Adhäsions- und Signalmolekül. Ideal für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	914
GenID	914/12481
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem/murinem CD2.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06729/P08920
Proteingewicht	38kDa/39kDa
Versand	Eisbeutel