

Anti-Cd20-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Artikelnummer: CM0021090



Einführung

CD20-Kaninchen-pAk, hergestellt gegen die intrazelluläre Region von humanem CD20; validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung an B-Lymphozyten und Lymphomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD20 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	931
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11836
Proteinmolekulargewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel