


Anti-Cd20 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Ihc-P - P11836

Artikelnummer: CM0005721



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD20, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Validiert bei Menschen und Krabbenmakaken. Zielgerichtet gegen das B-Lymphozytenantigen CD20, das an der B-Zellaktivierung und Kalziumeinströmung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	931
GenID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD20 (NP_068769.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenmakak
SWISS	P11836
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eispackung