


Polyklonaler Anti-Cd200-Antikörper Für Wb, Elisa - 054901

Artikelnummer: CM0020717



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CD200 der Maus (OX-2-Membranglykoprotein), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Erforschung der T-Zell-Kostimulation und der Regulation myeloider Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD200-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OX2; Mox2; CD200
Art	Maus
Gen-ID	17470
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 31-232 von CD200 der Maus (NP_034948.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O54901
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku