

Anti-Cd200 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Artikelnummer: CM0007002

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD200 (OX-2-Membranglykoprotein) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Immunologie- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD200 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Spezies	Human
GenID (Human)	4345
GenID	4345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-232 von humanem CD200 entspricht. (NP_001352780.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41217
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel