

Anti-Cd200 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Artikelnummer: CM0002815

Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, geeignet für WB, IHC-P und ELISA, der gegen humanes CD200 (OX-2-Membranglykoprotein) gerichtet ist. Unterstützt immunologische Forschung zur Immunregulation und T-Zell-Kostimulation. Swiss-Prot: P41217.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD200 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-232 von humanem CD200 (NP_001352780.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41217
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel