


Anti-Cd200R1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Td46

Artikelnummer: CM0021025



Einführung

Menschlicher CD200R1 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für WB und ELISA. Inhibitorischer Rezeptor zur Begrenzung von Entzündungen, exprimiert auf Immunzellen. Lieferung von IVD-Rohstoffen in großen Mengen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD200R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	131450
Gen-ID	131450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-240 des menschlichen CD200R1 (NP_740750.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TD46
Proteinmolekulargewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel