

Anti-Cd201-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q64695

Artikelnummer: CM0019250

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines CD201 (Endothelprotein-C-Rezeptor). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen mit Mausproben; detektiert ein Protein von ca. 27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD201-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
Art	Maus
GeneID (Mensch)	10544
GeneID	19124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-210 des murinen CD201 (NP_035301.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64695
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel