


Anti-Cd204 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21757

Artikelnummer: CM0005634



Einführung

Kaninchen-monoklonaler, -konjugierter Antikörper, der gegen humanes CD204 (MSR1) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Erkennt Makrophagen-Szenger-Rezeptor, ideal für Studien zu Arteriosklerose und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD204 mAk
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4481
Gen-ID	4481
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21757
Proteingewicht	40kDa/43kDa/50kDa
Versand	Eisbeutel