


Anti-Cd204 (Msr1/Scara1) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Ihc-P, Fc, Elisa - P21757

Artikelnummer: CM0007345



Einführung

Anti-CD204-Kaninchen-mAk, validiert für IHC-P, FC und ELISA. Erkennt die humanen Makrophagen-Scavenger-Rezeptortypen I und II (MSR1/SCARA1), die eine Schlüsselrolle bei der LDL-Endozytose und der Bildung von Schaumzellen spielen. Geeignet für die Erforschung von Atherosklerose und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD204-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Spezies	Mensch
Gen-ID	4481 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 77-451 des humanen CD204 (NP_619729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21757
Proteingewicht	40 kDa/43 kDa/50 kDa
Versand	Kühlakku