


Anti-Cd205/Dec-205 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - O60449

Artikelnummer: CM0005717



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD205/DEC-205, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Der endozytische Rezeptor ist an der Antigenverarbeitung beteiligt; geeignet für Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD205/DEC-205 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4065
GenID	4065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 216-501 des humanen CD205/DEC-205 (NP_002340.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60449
Proteingewicht	198 kDa
Versand	Eisbeutel