


Anti-Cd209 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Artikelnummer: CM0006142



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD209 (DC-SIGN) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Dendritischen Zellfunktion und der Pathogenerkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD209 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30835
GenID	30835
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD209 (Q9NNX6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NNX6
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel