


Anti-Cd209 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Artikelnummer: CM0015516



Einführung

CD209 (DC-SIGN) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Für Studien zur dendritzellvermittelten Immunität und Pathogenanheftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD209 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30835
GenID	30835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 265-404 von menschlichem CD209 (NP_066978.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NNX6
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel