

Anti-Cd213A2/IL-13 R Alpha 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q14627

Artikelnummer: CM0009786



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD213a2/IL-13R alpha 2, validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung der IL-13/IL-4-Signalgebung, Immunregulation und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD213a2/IL-13 R alpha 2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3598
Gen-ID	3598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-355 des humanen CD213a2/IL-13 R alpha 2 (NP_000631.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q14627
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel