

Anti-Cd215/IL-15R Alpha Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

Artikelnummer: CM0028186



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD215/IL-15R alpha (IL-15-Rezeptor-Untereinheit alpha). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der IL-15-Signalgebung, Immunzellfunktion und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD215/IL-15R alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD215; CD215/IL-15R alpha
Spezies	Human
GeneID (human)	3601
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13261
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel