

Anti-CD215/IL-15R α Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q60819

Artikelnummer: CM0005805



Einführung

-konjugierter kanin monoklonaler Antikörper gegen Maus CD215/IL-15R α , validiert für IF/ICC und FC. Erkennt den hochaffinen IL-15-Rezeptor, der für die Immunzellsignalgebung von zentraler Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD215/IL-15R α mAk
Bemerkungen/Alias	IL15ra
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3601
GenID	16169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-205 von Maus CD215/IL-15R α enthält (NP_032384.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60819
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel