


Anti-Cd22-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P20273

Artikelnummer: CM0020703



Einführung

Polyklonaler CD22-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes CD22 (95 kDa), einen inhibitorischen B-Zell-Rezeptor, der die B-Zell-Signalübertragung und Apoptose reguliert. – P20273

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD22-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	933
GeneID	933
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CD22 (NP_001762.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20273
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlakku