

Anti-Cd225/Ifitm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13164

Artikelnummer: CM0029311

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD225/IFITM1 (interferon-induziertes Transmembranprotein 1) gerichtet ist, für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus. Ideal für Studien zur antiviralen Immunität und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD225/IFITM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8519
GenID	8519
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-125 von humanem CD225/IFITM1 (NP_003632.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13164
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel