


Anti-Cd226/Dnam-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8K4F0

Artikelnummer: CM0008372



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD226/DNAM-1, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Forschung zu Immunzelladhäsion und Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD226/DNAM-1 mAk
Bemerkungen/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLiSA1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10666
GenID	225825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-254 von Maus-CD226/DNAM-1 (NP_848802.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8K4F0
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel