

Anti-Cd23 Kaninchen-Monoklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P06734

Artikelnummer: CM0005747



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD23 (FCER2), validiert für WB und ELISA. Zielt auf den niedrigaffinen IgE-Rezeptor ab; ideal für Forschung zur B-Zell-Differenzierung, Allergien und Parasitenimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD23 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2208
GenID	2208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 48-321 von menschlichem CD23 (NP_001993.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06734
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel