

Monoklonaler Anti-Cd239/Bcam-Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P50895

Artikelnummer: CM0006835



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD239/BCAM (Basalzelladhäsionsmolekül). Validiert für Anwendungen in WB, FC und ELISA. Bezogen von CamelBio für diagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD239/BCAM-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-547 des humanen CD239/BCAM (NP_005572.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50895
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku