

Anti-Cd239/Bcam-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50895

Artikelnummer: CM0014268



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen CD239/BCAM (SWISS: P50895) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für Human, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zu Zelladhäsion, Migration und Invasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD239/BCAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4059
Gen-ID	4059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 352-547 von humanem CD239/BCAM (NP_005572.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P50895
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel