

Anti-Cd239/Bcam-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Artikelnummer: CM0006794



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD239/BCAM. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Untersuchungen zur Zelladhäsion und zu Lamininrezeptoren. Kreuzreaktiv mit humanem Material. Proteingewicht: 67 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD239/BCAM-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; basales Zelladhäsionsmolekül; CD239/BCAM
Spezies	Mensch
GeneID	4059
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50895
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku