

Anti-Cd239/Bcam Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Artikelnummer: CM0002964



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD239/BCAM (Basalzelladhäsionsmolekül). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion, Migration und Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD239/BCAM Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID	4059
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 529-628 von humanem CD239/BCAM (P50895) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P50895
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel