

Polyklonaler Anti-Cd24-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25063

Artikelnummer: CM0020696

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD24, validiert für WB, IHC-P und ELISA; erkennt humanes, murines und Ratten-CD24. Geeignet zur Untersuchung der B-Zell-Differenzierung, von Krebsstammzellmarkern und der Immunmodulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD24-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD24A; CD24
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	100133941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen CD24 (NP_037362.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25063
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Kühlakku