

Anti-Cd24 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, If, Fc, Elisa - P24807

Artikelnummer: CM0007821

Einführung

Hochspezifischer Anti-CD24
Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für
WB, IF/ICC, FC, ELISA in Mausproben.
Rekombinantes Immunogen gegen
Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24. Nur für
Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD24 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HSA; Cd24; Ly-52; Nektadrin
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel