

Anti-Cd24 Kaninchen Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Artikelnummer: CM0008940

Einführung

Hochwertiger rekombinanter monoklonaler Anti-CD24-Antikörper aus Kaninchen. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem CD24. Nützlich für Studien zu B-Zell-Aktivierung, Autoimmunität und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD24 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD24A
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	100133941
Gen-ID (Maus)	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-80 von humanem/murinem CD24 (NP_037362.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P25063 / P24807
Proteingewicht	8 kDa / 13 kDa
Versand	Eisbeutel