

## Anti-Cd244 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0022245

### Einführung

CD244 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ziel ist der natürliche Killerzellrezeptor 2B4 (SLAMF4); das Immunogen umfasst die Aminosäuren 22-224. Für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD244 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | 2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 51744                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 51744                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-224 von humanem CD244 (NP_057466.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                |
| SWISS             | Q9BZW8                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 42kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |