

Anti-CD248 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcu0

Artikelnummer: CM0017853

Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD248 (Endosialin, TEM1) für Western Blot und ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Forschungsanwendung für Studien zu Angiogenese, Immunantwort und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD248 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57124
GenID	57124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-150 von humanem CD248 (NP_065137.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCU0
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel