

Anti-Cd248/Tem1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcu0

Artikelnummer: CM0015372

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD248/TEM1, validiert für WB und ELISA. Erkennt den Tumor-Endothel-Marker Endosialin, der an Angiogenese und Immunmodulation beteiligt ist. Geeignet für Forschung und Diagnostik-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD248 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Spezies	Human
GeneID (Human)	57124
GeneID	57124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-150 von humanem CD248 (NP_065137.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HCU0
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel